



MED SURGERY
QUERÉTARO

RENTA Y VENTA DE EQUIPO MÉDICO

CLAVO CENTROMEDULAR DE FEMUR PFN.



**'Innovación y confianza en cada
procedimiento'**



PAGINA	EQUIPO / MATERIAL
1	DISEÑO DEL CLAVO CENTROMEDULAR DE FEMUR PFNA.
2	COMPONENTES DEL CLAVO CENTROMEDULAR DE FEMUR PFNA.
3	MEDIDAS PFNA CORTO
4	MEDIDAS PFNA LARGO
5	INSTRUMENTAL DE COLOCACIÓN



- DISEÑO ANATÓMICO

EL PFNA PROPORCIONA UNA BUENA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, TIENE UNA HOJA HELICOIDAL EN EL EXTREMO PROXIMAL, QUE ESTÁ DISEÑADA PARA ENCAJAR EN LA CABEZA FEMORAL Y PROPORCIONAR ESTABILIDAD ROTACIONAL. LA HOJA TAMBIÉN TIENE UN MECANISMO QUE EVITA LA ROTACIÓN DEL CLAVO DENTRO DEL FÉMUR. EL EXTREMO DISTAL TIENE BLOQUEO QUE PERMITE LA FIJACIÓN Y LA ESTABILIDAD AXIAL.

- Sistema de instrumentación ergonómico y preciso

QUE ACORTA LOS TIEMPOS QUIRÚRGICOS Y FACILITA EL POSICIONAMIENTO CORRECTO DEL IMPLANTE.

INDICACIONES QUIRÚRGICAS

EL PFNA SE UTILIZA PRINCIPALMENTE PARA EL TRATAMIENTO DE FRACTURAS DE CADERA INTERTROCANTÉRICAS Y SUBTROCANTÉRICAS INESTABLES. TAMBIÉN SE UTILIZA EN ALGUNAS FRACTURAS DEL CUELLO FEMORAL.






MED SURGERY
QUERÉTARO
RENTA Y VENTA DE EQUIPO MÉDICO

Clavo Femoral Proximal Antirrotación

DISEÑO ANATÓMICO

Fabricado en aleación de
Titanio



Clavo Intramedular para Femur.

DISEÑO ANATÓMICO

Fabricado en aleación de
Titanio





Clavo Femoral Proximal Antirrotación

DISEÑO ANATÓMICO

Fabricado en aleación de
Titanio



CLAVO INTRAMEDULAR PFNA (CORTO).

Diámetro 9 mm	Diámetro 10 mm	Diámetro 11 mm	Diámetro 12 mm
180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
240 mm	240 mm	240 mm	240 mm





Clavo Femoral Proximal Antirrotación

DISEÑO ANATÓMICO

Fabricado en aleación de
Titanio






CLAVO INTRAMEDULAR PFNA (LARGO).

Diámetro 9 mm	Diámetro 10 mm	Diámetro 11 mm
320 mm IZQ / DER	320 mm IZQ / DER	320 mm IZQ / DER
340 mm IZQ / DER	340 mm IZQ / DER	340 mm IZQ / DER
360 mm IZQ / DER	360 mm IZQ / DER	360 mm IZQ / DER
380 mm IZQ / DER	380 mm IZQ / DER	380 mm IZQ / DER
400 mm IZQ / DER	400 mm IZQ / DER	400 mm IZQ / DER
420 mm IZQ / DER	420 mm IZQ / DER	420 mm IZQ / DER



SET INSTRUMENTAL PARA CLAVO DE PFNA.



El juego de instrumentos para clavos PFNA es un dispositivo quirúrgico para tratar las fracturas intertrocantericas del fémur. Consiste en un clavo intramedular hueco de titanio, un mecanismo de bloqueo proximal / distal y una variedad de instrumentos especializados para facilitar la inserción y el posicionamiento del clavo. El dispositivo se inserta en el fémur, desde el trocánter mayor hasta la cabeza femoral, estabilizando la fractura y brindando soporte para las actividades de carga del paciente durante la recuperación.