



**MED SURGERY**  
**QUERÉTARO**

RENTA Y VENTA DE EQUIPO MÉDICO

# **CLAVO CENTROMEDULAR DE FEMUR TIPO EXPERT.**



**'Innovación y confianza en cada  
procedimiento'**



| PAGINA | EQUIPO / MATERIAL                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| 1      | DISEÑO DEL CLAVO CENTROMEDULAR DE FEMUR EXPERT.             |
| 2      | DIVERSAS FUNCIONES DEL CLAVO CENTROMEDULAR DE FEMUR EXPERT. |
| 3      | COMPONENTES DEL CLAVO CENTROMEDULAR DE FEMUR EXPERT.        |
| 4      | MEDIDAS DEL CLAVO CENTROMEDULAR DE FEMUR EXPERT.            |
| 5      | INSTRUMENTAL DE COLOCACIÓN.                                 |



## - DISEÑO ANATÓMICO

EL CLAVO FEMORAL EXPERT ESTÁ DISEÑADO PARA PROPORCIONAR UNA FIJACIÓN ESTABLE DE LA FRACTURA FEMORAL AL MISMO TIEMPO QUE PERMITE LA CARGA TEMPRANA DE PESO Y PROMUEVE LA CURACIÓN DEL HUESO. SE UTILIZA COMÚNMENTE EN EL TRATAMIENTO DE LAS FRACTURAS DE LA DIÁFISIS FEMORAL.

## - Sistema de instrumentación ergonómico y preciso

QUE ACORTA LOS TIEMPOS QUIRÚRGICOS Y FACILITA EL POSICIONAMIENTO CORRECTO DEL IMPLANTE.

## INDICACIONES QUIRÚRGICAS

EL PFNA SE UTILIZA PRINCIPALMENTE PARA EL TRATAMIENTO DE FRACTURAS DE CADERA INTERTROCANTÉRICAS Y SUBTROCANTÉRICAS INESTABLES. TAMBIÉN SE UTILIZA EN ALGUNAS FRACTURAS DEL CUELLO FEMORAL.







## - DISEÑO MULTI FUNCIÓN

EL NUEVO DISEÑO OFRECE UNA GRAN FLEXIBILIDAD

1. SISTEMA PARA TÉCNICA RETRÓGRADA Y ANTERÓGRADA
2. SISTEMA PARA FÉMUR IZQUIERDO Y DERECHO
3. CURVA ANATÓMICA PARA FACILITAR LA INSERCIÓN Y EXTRACCIÓN.
4. CANULACIÓN DE TODOS LOS CLAVOS PARA INSERCIÓN GUIADA EN TÉCNICA FRESADA Y NO FRESADA
5. AMPLIA CARTERA CON DIÁMETROS DESDE 9,0 A 11,0 MM Y LONGITUDES DESDE 320 A 440 MM
6. CONFIGURACIÓN DE BLOQUEO VERSÁTIL PARA BLOQUEO DE HOJA EN ESPIRAL, ESTÁNDAR, DINÁMICO Y ESTÁTICO

## - Sistema de instrumentación ergonómico y preciso

QUE ACORTA LOS TIEMPOS QUIRÚRGICOS Y FACILITA EL POSICIONAMIENTO CORRECTO DEL IMPLANTE.



## TORNILLOS DE BLOQUEO

1. ROSCA DOBLE PARA MÁS PUNTOS DE CONTACTO QUE CONDUCEN A UNA MAYOR ESTABILIDAD
2. SECCIÓN TRANSVERSAL MÁS GRANDE PARA MEJORAR LA RESISTENCIA MECÁNICA
3. ROSQUE MÁS CERCA DE LA CABEZA DEL TORNILLO, LO QUE PROPORCIONA UN MEJOR AGARRE AL HUESO Y UNA MAYOR ESTABILIDAD





**MED SURGERY**  
QUERÉTARO  
RENTA Y VENTA DE EQUIPO MÉDICO



## **TORNILLOS DE BLOQUEO CANULADOS 6.4 mm**


ESTE TORNILLO SE INSERTA A TRAVÉS DE LOS ORIFICIOS DE BLOQUEO DEL CLAVO PRINCIPAL PARA FORMAR UNA CONEXIÓN RÍGIDA, LO QUE MEJORA LA ESTABILIDAD EN EL PUNTO DE FRACTURA.

PERMITE EL PASO DE LOS ALAMBRES GUÍA PARA UNA COLOCACIÓN PRECISA.



## **TORNILLOS DE BLOQUEO 4.7 mm**

SE INSERTA A TRAVÉS DE LOS ORIFICIOS DE BLOQUEO DEL CLAVO PRINCIPAL PARA FORMAR UNA CONEXIÓN RÍGIDA. PROPORCIONA EXTRA FIJACIÓN USANDO EL BLOQUEO MULTIPUNTO. SE PUEDE COMBINAR CON TORNILLOS DE 6,4 MM PARA OFRECER SOLUCIONES DE FIJACIÓN VERSÁTILES.



## **CLAVO INTRAMEDULAR TIPO EXPERT**

EL CUERPO PRINCIPAL DE L CLAVO INTRAMEDULAR, HECHO DE TITANIO, SE INSERTA EN EL CANAL MEDULAR PARA PROPORCIONAR ESTABILIDAD AXIAL.






## Clavo Femoral tipo expert.

DISEÑO ANATÓMICO

Fabricado en aleación de  
Titanio






## CLAVO INTRAMEDULAR PFNA (LARGO).

| Diámetro 9 mm    | Diámetro 10 mm   | Diámetro 11 mm   |
|------------------|------------------|------------------|
| 320 mm IZQ / DER | 320 mm IZQ / DER | 320 mm IZQ / DER |
| 340 mm IZQ / DER | 340 mm IZQ / DER | 340 mm IZQ / DER |
| 360 mm IZQ / DER | 360 mm IZQ / DER | 360 mm IZQ / DER |
| 380 mm IZQ / DER | 380 mm IZQ / DER | 380 mm IZQ / DER |
| 400 mm IZQ / DER | 400 mm IZQ / DER | 400 mm IZQ / DER |
| 420 mm IZQ / DER | 420 mm IZQ / DER | 420 mm IZQ / DER |
| 440 mm IZQ / DER | 440 mm IZQ / DER | 440 mm IZQ / DER |





## SET INSTRUMENTAL PARA CLAVO DE FEMUR TIPO EXPERT.



El set instrumental de clavo intramedular para femur expert ofrece varias ventajas sobre los instrumentales quirúrgicos tradicionales:

### **Precisión**

Los instrumentos del juego están diseñados para ser precisos, lo que permite a los cirujanos realizar el procedimiento con exactitud y facilidad.

### **Eficiencia**

El juego contiene todos los instrumentos necesarios para el procedimiento, lo que elimina la necesidad de múltiples bandejas de instrumentos y ahorra tiempo.

### **Reducción de riesgos**

El uso de instrumentos especializados reduce el riesgo de complicaciones, como lesiones nerviosas o vasculares, durante el procedimiento.

